

Kompresy gazowe wyjąłwione 7x7cm, 3 sztuki

cena: 1,22 pln



Opis słownikowy

Cześć ciała	skóra
Opakowanie	3 szt.
Postać	kompresy
Producent	TORUŃSKIE ZAKŁ. MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH S.A.
Sposób aplikacji	na skórę
Typ produktu	Wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.
Wskazania	rana

Opis produktu

Opis

Kompresy gazowe Matocomp, 17-nitkowe, 8-warstwowe
Rozmiar 7 x 7 cm.

Działanie

Kompresy wykonane są z hydrofilowej gazy bawełnianej 17-nitkowej bielonej metodą bezchlorową. Dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa brzeży kompresów składane są do wewnątrz, co wyklucza ryzyko wysnucia się luźnych nitok.

Wskazania

Do opatrywania ran oraz pochłaniania płynów w trakcie zabiegów.

Sposób użycia wyrobu medycznego

Stosować po wyjąłwieniu.

Zaleca się sterylizować parą wodną w procesie zwalidowanym.

Producent

TZMO
Żółkiewskiego 20/26
Toruń

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Ważne informacje dotyczące wyrobu medycznego:

- * Wyrób medyczny - posiada oznakowanie CE.
- * Posiada deklarację zgodności UE
- * Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim
- * Zawiera etykietę w języku polskim



Forvital Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Księdza Piotra Bączkowskiego 3, Kościan
+48 722 101 968

Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta.