

Kompresy gazowe wyjąłwione 9x9cm, 3 sztuki



cena: 1,67 pln

Opis słownikowy

| | |
|------------------|---|
| Cześć ciała | skóra |
| Opakowanie | 3 szt. |
| Postać | kompresy |
| Producent | TORUŃSKIE ZAKŁ. MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH S.A. |
| Sposób aplikacji | na skórę |
| Typ produktu | Wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą. |
| Wskazania | rana |

Opis produktu

Opis

Kompresy gazowe Matocomp, 17-nitkowe, 8-warstwowe
Rozmiar 9 x 9 cm.

Działanie

Kompresy wykonane są z hydrofilowej gazy bawełnianej 17-nitkowej bielonej metodą bezchlorową. Dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa brzezi kompresów składane są do wewnątrz, co wyklucza ryzyko wysnuca się luźnych nittek.

Wskazania

Do opatrywania ran oraz pochłaniania płynów w trakcie zabiegów.

Sposób użycia wyrobu medycznego

Stosować po wyjąłwieniu.

Zaleca się sterylizować parą wodną w procesie zwalidowanym.

Producent

TZMO
Żółkiewskiego 20/26
Toruń

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Ważne informacje dotyczące wyrobu medycznego:

- * Wyrób medyczny - posiada oznakowanie CE.
- * Posiada deklarację zgodności UE
- * Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim
- * Zawiera etykietę w języku polskim



Forvital Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Księdza Piotra Bączkowskiego 3, Kościan
+48 722 101 968

Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta.