

# Alugastrin Max Protect 10 saszetek

cena: 18,95 pln



## Opis słownikowy

Cześć ciała	przełyk, żołądek
Działanie	ochronne, zobojętniające
Opakowanie	10 sasz. po 10 ml
Postać	zawiesina
Producent	URGO SP.Z O.O.
Sposób aplikacji	doustnie
Typ produktu	Wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.
Wskazania	kaszel, niestrawność, refluks, zapalenie, zgaga

## Opis produktu

### Opis:

ALUGASTRIN MAX PROTECT jest preparatem medycznym, który zawiera alginian sodu, wodorowęglan sodu, węglan sodu oraz węglan wapnia. Te składniki działają mechanicznie, wykazując trzy skoordynowane efekty: blokowanie refluksu kwasowego, redukcję dolegliwości zgagi oraz ochronę błony śluzowej przełyku.

### Skład:

Woda oczyszczona, alginian sodu, wodorowęglan sodu, węglan sodu, węglan wapnia, aromat, kwas poliakrylowy, propylu parahydroksybenzoesan sodu, metylu parahydroksybenzoesan sodu, sacharynian sodu.

### Sposób użycia:

Dorośli i dzieci powyżej 12. roku życia: 1 lub 2 saszetki po głównych posiłkach i przed snem. Wstrząsnąć przed użyciem. Dzieci poniżej 12. roku życia: podawać wyłącznie po konsultacji z lekarzem. Sposób przyjmowania: należy ściśle przestrzegać zaleceń lekarza.

### Ostrzeżenia przy stosowaniu:

Nie stosować produktu po upływie daty ważności na opakowaniu i saszetkach.

Nie stosować w przypadku ciężkiej niewydolności nerek. W przypadku nadwrażliwości na składniki, nie stosować produktu. W przypadku wystąpienia działań niepożądanych, przerwać leczenie i skonsultować się z lekarzem.

Produkt może zmieniać wchłanianie niektórych doustnych leków. W przypadku przyjmowania leków, należy skontaktować się z lekarzem. W każdym przypadku należy uwzględnić dwugodzinny odstęp między przyjęciem produktu, a podaniem innego leku. Jeżeli objawy nie ustąpią po 7 dniach leczenia, należy skonsultować się z lekarzem.

Produkt może powodować wzdęcia. Stosowanie produktu zgodnie z instrukcją, zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia refluksu. Wyrób medyczny zawiera sód w ilości odpowiadającej około 100 mg (4,4 mmol) i wapń w ilości odpowiadającej około 36 mg (0,9 mmol) w saszetce (10 ml). Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli pacjent jest na diecie niskosodowej m.in. w niektórych przypadkach nadciśnienia, chorób serca, zaburzeń czynności nerek lub wątroby oraz w przypadku hiperkalcemii, kamicy nerkowej i nawracających kamieni nerkowych.

**Przechowywanie:**

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze 8°C- 25°C, w suchym i chłodnym miejscu, chronić przed światłem i źródłami ciepła. Nie przechowywać w lodówce.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Ważne informacje dotyczące wyrobu medycznego:

- \* Wyrób medyczny - posiada oznakowanie CE.
- \* Posiada deklarację zgodności UE
- \* Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim
- \* Zawiera etykietę w języku polskim

Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta.